

Navina Classic 제품 정보

제품 설명

수동 제어 장치가 있는 경향문 세척 시스템.

보관 수명 및 사용

모든 Navina 세척 시스템 구성품의 보관 수명은 3.5년입니다. 단, Navina 카테터와 Navina 콘의 보관 수명은 2년입니다. Navina 구성품이 세트로 포장된 경우, 보관 수명이 가장 짧은 구성품을 기준으로 세트의 보관 수명이 결정됩니다.

Navina 카테터와 콘은 일회용이고 물통은 15회, Navina Classic 제어 장치와 튜브 세트는 100회 사용할 수 있습니다.

재료 구성

카테터 재료: 친수성 폴리비닐피롤리돈(PVP) 코팅된 스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌(SEBS)/폴리에틸렌(PE).

주요 포장재: PE/PET 파우치.

이차 포장재: 판지 및 골판지.

사용 목적

Navina System은 직장 카테터를 통해 결장 하부까지 물을 주입하여 경향문 세척을 하기 위한 용도입니다.

적응증

Navina System은 변실금, 만성 변비 및/또는 시간 소모적인 장 관리로 고통받는 성인 및 만 3세 이상 어린이를 대상으로 합니다. 결장 하부로 물을 주입하여 장의 연동 근육을 자극함으로써 하부 결장과 직장의 내용물을 배설시킵니다.

금기사항

다음 중 하나 이상에 해당하는 경우 Navina System을 사용하지 마십시오.

- 항문 또는 결장직장 협착증으로 진단받은 경우.
- 활성 염증성 장 질환.
- 급성 게실염.
- 대장암.
- 허혈성 대장염.
- 항문 또는 결장직장 수술을 받은 지 3개월 이내인 경우.
- 이전 내시경 용종 절제술 후 4주 이내인 경우.

목록이 완전하지 않을 수 있으므로 의료 전문가는 항상 개별 사용자 요소도 고려합니다.



Navina Classic System

참조 번호	유형	사양
6900576	Navina Classic System 일반	Navina Classic 제어 장치 1개
6900776	Navina Classic System 소형	물통 1개
6901776	Navina Classic System 콘	튜브 세트 1개
		직장 카테터 2개
		Navina 케이스 1개
		부속품 세트 1개
6900676	Navina Classic System 일반 리필	Navina Classic 제어 장치 1개
6900876	Navina Classic System 소형 리필	물통 1개
6901876	Navina Classic System 콘 리필	튜브 세트 1개
		직장 카테터 2개
6900376	Navina 소모품 세트 일반	물통 1개
6900476	Navina 소모품 소형 세트	직장 카테터 15개
6901676	Navina 소모품 세트 콘	
6894076	Navina 카테터 세트 일반	직장 카테터 10개
6894376	Navina 카테터 소형 세트	
6901176	Navina 튜브 세트	카테터 튜브 1개
		물통 튜브 1개
6901200	Navina 부속품	그립 링 2개(수직 1개, 수평 1개)
		목걸이끈 1개
		위치 고정 스트랩 1개
		Navina Smart 위치 고정 클립 1개
6901376	Navina Classic 제어 장치	Navina Classic 제어 장치 1개

Navina™ Classic

